



# Dienstleistungskatalog 2024

**Detailliertes Inhaltsverzeichnis**  
(zur Anzeige hier klicken)

**1. Einführung**  
(zur Anzeige hier klicken)

**2. Chronische Hämodialyse**  
(zur Anzeige hier klicken)

**3. Peritonealdialyse**  
(zur Anzeige hier klicken)

**4. Akutdialyse**  
(zur Anzeige hier klicken)

**5. Therapeutische Apherese**  
(zur Anzeige hier klicken)

**6. Lungen- und Herz-  
unterstützung**  
(zur Anzeige hier klicken)

**7. Logistikdienstleistungen**  
(zur Anzeige hier klicken)



## **1. Einführung**



1.1. Allgemeine Beschreibung der Service-Dienstleistungen



1.2. Allgemeine Beschreibung der Leistungen der Anwenderberatung



## **2. Chronische Hämodialyse**



2.1. HD-Geräte Typ 4008S classic, Typ 5008, Typ 5008S oder Typ 6008



2.1.1. HD-Serviceverträge und Serviceleistungen

*Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag*



2.1.2. HD – Anwendungsberatung

*Schulungen/Einweisungen zur 4008S-Serie*

*Einweisungen zur 5008 Pädiatrie-Software*

*Schulungen/Einweisungen zu den 5008/5008S-Serien*

*Einweisungen/Schulungen zu 5008/6008 Therapie-Optionen*

*Einweisungen/Schulungen zu 5008/5008S/6008 Therapie-Optionen*

*Schulungen/Einweisungen zur Heimhämodialyse 5008S/6008*










*Schulungen/Einweisungen zu 6008-Serie*



2.1.3. HD – Informationstechnologie

*Schulungen/Einweisungen*



-  2.2. Fresenius Medical Care Wasseraufbereitungssysteme
-  2.2.1. Serviceverträge und Serviceleistungen  
*Instandhaltungsvertrag*
-  2.2.2. Fresenius Medical Care Kleinmososeanlagen Serviceverträge und Serviceleistungen  
*Instandhaltungsvertrag*
-  2.3. Wassertechnik – IT
-  2.4. WT – Anwendungsberatung
-  2.5. WT – Wasserqualitätsservice und Desinfektion
-  2.6. Liegen – Serviceverträge und Serviceleistungen
-  2.7. Analysesystem BCM-Body Composition Monitor – Serviceverträge und Serviceleistungen
-  2.7.1. AS/LI-Anwendungsberatung





### **3. Peritonealdialyse**



3.1. PD Geräte: *sleep•safe / sleep•safe harmony*



3.1.1. PD-Serviceverträge und Serviceleistungen

*Instandhaltungsvertrag*



3.1.2. PD Geräte – Anwendungsberatung

*Einweisungen zu APD: sleep•safe / sleep•safe harmony*

*Einweisungen zu CAPD: stay•safe / PD-THERMOSAFE plus*



3.1.3. Beratungen zu PD IT



3.1.4. PD-IT Anwendungsberatung

*Einweisungen zu IT: PatientOnLine*

*Einweisungen zur Pädiatrie: PD-Paed Plus*



3.1.5. Qualifizierung externer Techniker



3.2. VR Brille





## **4. Akutdialyse**



4.1. Akut-Geräte Typ multi**Filtrate** und Typ multi**Filtrate**PRO



4.1.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

*Instandhaltungsvertrag*



4.2. Akut-Geräte des GENIUS<sup>®</sup>-Systems



4.2.1 Serviceverträge und Serviceleistungen

*Instandhaltungsvertrag*



4.3. Akut-Anwendungsberatung



*Einweisungen zu GENIUS<sup>®</sup>90*



*Einweisungen zu multi**Filtrate***



*Einweisungen zu multi**Filtrate**PRO/multi**Filtrate**/GENIUS<sup>®</sup>90*



4.4. Wasserqualitätsservice und Desinfektion (GENIUS<sup>®</sup>)



4.4.1. Behandlungs-Dienstleistungen



4.4.2. Notfallgeräteservice und Notfall-Verbrauchsmaterialbelieferung





## **5. Therapeutische Apherese**



5.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

*Instandhaltungsvertrag*



5.2. TA-Anwendungsberatung



5.2.1. Lipoproteinapherese



*Einweisungen zu DALI<sup>®</sup>*



*Einweisungen zu MONET<sup>®</sup>*



5.2.2. Immunapherese



*Einweisungen zu GLOBAFFIN<sup>®</sup>*



*Schulungen zu GLOBAFFIN<sup>®</sup> / TPE / MONET<sup>®</sup>*



*Einweisungen zu TPE / MONET<sup>®</sup>*



## **6. Lungen- und Herzunterstützung**



6.1. Serviceverträge und Serviceleistungen



6.2. Klinischer Support – Trainings (Einweisungen)



## **7. Logistikdienstleistungen**



# 1. Einführung

## 1.1. Allgemeine Beschreibung der Service-Dienstleistungen

Fresenius Medical Care bietet die Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, sicherheitstechnischen Kontrollen, messtechnischen Kontrollen und den Austausch von Verschleißteilen (Instandhaltung) in bestimmten Intervallen an. Diese Tätigkeiten werden beim Betreiber vor Ort während der allgemeinen Servicezeiten (Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 17:00 Uhr, gesetzliche Feiertage ausgenommen) oder in einer Werkstatt von oder im Auftrag von Fresenius Medical Care durchgeführt und mittels Servicebericht dokumentiert. Werden Instandhaltungsmaßnahmen außerhalb der allgemeinen Servicezeiten erforderlich, bedarf es der gemeinsamen Absprache und Terminfestlegung.

### Instandsetzung

- Die Instandsetzung umfasst alle Maßnahmen, die zur Wiederherstellung des technischen Sollzustandes des Gerätes erforderlich sind.
- Störungen eines Gerätes werden während der allgemeinen Servicezeiten innerhalb der vertraglich festgelegten Reaktionszeit nach Erhalt der Störungsmeldung bearbeitet.
- Für dringende Instandsetzungen unterhält Fresenius Medical Care eine Notdienst- und Rufbereitschaft. Diese ist abhängig von dem jeweiligen Gerätetyp und wird entsprechend vertraglich geregelt.
- Der Instandsetzungsvertrag umfasst die Störungsbearbeitung durch autorisierte Techniker inkl. Originalersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten.

### Wartung

- Die Wartung umfasst alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des technischen Sollzustandes des Gerätes erforderlich sind.
- Die Wartung der Geräte umfasst insbesondere folgende Maßnahmen:
  - Terminierung der Wartungseinsätze in Abstimmung mit dem Auftraggeber
  - Erneuerung kleiner Verschleißteile nach Herstellervorgaben
  - Prüfung aller Betriebs- und Schutzsysteme gemäß Herstellervorgaben
  - Prüfung aller mechanischen und elektrischen Werte gemäß Herstellervorgaben
  - Einstellung evtl. vorhandener Dosier- und Messsysteme
  - Erforderlichenfalls Erteilung von Hinweisen auf mögliche Fehlerquellen
  - Funktionsprüfung und Sichtkontrolle. Probelauf nach durchgeführter Wartung
- Der Wartungsvertrag umfasst die Wartung durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten.

## Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)

- Die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Kontrollen werden nach Herstellervorgaben bzw. MPBetreibV durchgeführt.
- Die sicherheitstechnischen Kontrollen schließen sowohl Messfunktionen als auch die mit dem Gerät verbundenen verwendeten Medizinprodukte, Zubehör, Software und andere Gegenstände ein, sofern diese zum Lieferumfang des Systems gehören.
- Über jede sicherheitstechnische Kontrolle wird ein Protokoll (das „STK-Protokoll“) angefertigt. Das Protokoll umfasst das Datum der Durchführung und die Ergebnisse der sicherheitstechnischen Kontrolle unter Angabe der ermittelten Messwerte, der Messverfahren und sonstiger Beurteilungsergebnisse.
- Die Durchführung und Dokumentation der sicherheitstechnischen Kontrolle (die „STK“) erfolgt gemäß § 11 MPBetreibV. Es erfolgt eine VDE-Prüfung in Anlehnung an die (DIN) EN 62353:20015, IEC 62353:20014.
- Der Instandhaltungs- oder Wartungsvertrag beinhaltet auch die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Kontrollen (STK).

## Messtechnische Kontrolle (MTK)

- Die vorgeschriebenen messtechnischen Kontrollen werden nach Herstellervorgaben bzw. MPBetreibV durchgeführt.
- Die messtechnischen Kontrollen schließen sowohl Messfunktionen als auch das mit dem Gerät verbundene Zubehör ein, sofern diese zum Lieferumfang des Systems gehören.
- Jede Messtechnische Kontrolle wird im STK-Protokoll aufgeführt. Das Protokoll umfasst das Datum der Durchführung und die Ergebnisse der messtechnischen Kontrolle unter Angabe der ermittelten Messwerte, der Messverfahren und sonstiger Beurteilungsergebnisse.
- Die Durchführung und Dokumentation der messtechnischen Kontrolle (die „MTK“) erfolgt gemäß § 14 MPBetreibV.
- Der Instandhaltungs- oder Wartungsvertrag beinhaltet je nach Gerätetyp und Erfordernis die vorgeschriebenen messtechnischen Kontrollen (MTK).

## Inspektion und Abschlussprüfung

- Die Inspektion umfasst alle Maßnahmen, die zur Überwachung des Bestehens des Sollzustandes (Zustand, der für eine der Zweckbestimmung entsprechenden Anwendung notwendig ist) des Gerätes erforderlich sind.
- Jede Instandhaltung, Wartung, sicherheitstechnische Kontrolle (STK) oder messtechnische Kontrolle (MTK) beinhaltet eine Inspektion.
- Zum Abschluss jeder Instandhaltungsmaßnahme werden die für die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Gerätes wesentlichen konstruktiven und funktionellen Merkmale, soweit diese durch die Instandhaltungsmaßnahme beeinflusst werden können, überprüft.



## 1.2. Allgemeine Beschreibung der Leistungen der Anwendungsberatung

### Schulungsmodulare für Medizinprodukte und Therapiesysteme

Damit **Anwender einen verantwortungsvollen Beitrag zum Behandlungserfolg leisten** können, benötigen sie zur Durchführung von extrakorporalen Therapien das Wissen, um Medizinprodukte und Therapiesysteme routiniert bedienen zu können.

Es gilt, die rechtliche Vorgaben einzuhalten und umzusetzen, die sich unter anderem aus dem Medical Device Regulation (MDR), dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) und der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV) ergeben.

Immer umfassendere Dokumentations- und Nachweispflichten für die Qualitätssicherung stellen eine weitere Herausforderung dar.

Fresenius Medical Care bietet praxisorientierte und qualifizierende Schulungen für die Anwendung seiner Medizinprodukte und Therapiesysteme an.

In den Schulungsprogrammen wird nicht nur in Bezug auf das Medizinprodukt geschult, sondern gleichzeitig auch allgemeines Therapiewissen vermittelt.

### Pflichten als Betreiber von Medizinprodukten

Rechtliche Anforderungen an den Hersteller und den Betreiber von Medizinprodukten sind im Medizinproduktegesetz (MPG), in der Medical Device Regulation (MDR) und im Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) und der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV) festgeschrieben.

Aus der MPBetreibV ergeben sich für den Betreiber eine Reihe von Pflichten. Eine Schlüsselfunktion nimmt dabei die vom Betreiber beauftragte Person (v.B.b.P.) ein.

Die **vom Betreiber beauftragte Person** wird vom Hersteller eingewiesen und ist berechtigt, das eingewiesene Medizinprodukt **anzuwenden**, sowie Anwender gemäß MPBetreibV §10, Absatz 2 in dieses Medizinprodukt **einzuweisen**.

Der **Anwender** ist nach einer Einweisung durch den Hersteller oder eine vom Betreiber beauftragte Person berechtigt, das eingewiesene Medizinprodukt **anzuwenden**.

Der Betreiber hat die Einweisungen in einer angemessenen Form zu dokumentieren.

### Fresenius Medical Care – Unsere Leistungen

- Die bedarfsorientierten Schulungsmodulare bieten aktuelles Wissen für alle Anwender direkt vom Hersteller.
- Der Anwender profitiert vom sicheren Umgang mit den Geräten und Therapiesystemen und kann dadurch effiziente Behandlungen durchführen. Der Betreiber profitiert von einer wirtschaftlichen Nutzung der Geräte und Therapiesysteme.
- Das Angebot der Schulungsmodulare unterstützt die Qualifikation der Mitarbeiter und die Qualitätssicherung in der Praxis und Klinik.
- Über die Schulungsmaßnahme hinaus steht die Anwendungsberatung für die Anwender und den Betreiber für Fragen zur Verfügung.
- Fresenius Medical Care übernimmt auch gerne im Auftrag des Betreibers die Schulung der Anwender, um die Zeit des eigenen Personals für Schulungen der Medizinprodukte und Therapien einzusparen.
- Alle Preise für Schulungen der Anwendungsberatung verstehen sich als Nettopreise zzgl. MwSt.
- Gruppengröße: 1 bis 5 Teilnehmer. Um ein qualitativ hochwertiges Schulungsergebnis erzielen zu können, wurde die maximale Teilnehmerzahl als 5 definiert. Bei „FAQ – Seminaren“ ist die Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich.

## 2. Chronische Hämodialyse

### 2.1. HD-Geräte Typ 4008S classic, Typ 5008, Typ 5008S oder Typ 6008

#### 2.1.1. HD-Serviceverträge und Serviceleistungen

##### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für HD-Geräte beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) sowie der MTK (messtechnische Kontrolle, sofern erforderlich) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 3 Arbeitstagen.

##### Übersicht HD-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung	Preis	
Instandhaltungsvertrag HD-Geräte	Instandhaltung inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten:	F00009249	laut Angebot
	– Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) sowie der MTK (messtechnische Kontrolle, sofern erforderlich) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.	F00009252	
	– Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 3 Arbeitstagen.	F00009257	
Wartungsvertrag HD-Geräte	Wartung inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten:	F00009250	laut Angebot
	– Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) sowie der MTK (messtechnische Kontrolle, sofern erforderlich) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.	F00009255	
	– Der Preis ist abhängig von Betriebsparametern, zum Beispiel vom Alter der Geräte.	F00009258	
Instandsetzung HD-Geräte (ohne Instandhaltungs- oder Wartungsvertrag)	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten. Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	5094151	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle HD-Geräte (ohne Instandhaltungs- oder Wartungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und STK (sicherheitstechnische Kontrolle) sowie MTK (messtechnische Kontrolle, sofern erforderlich) gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV inkl. Wartungstoolbox zzgl. Material- und Anfahrtskosten.	F00011781	laut Angebot

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Sicherheitstechnische Kontrolle sowie messtechnische Kontrolle HD-Geräte (ohne Instandhaltungs- oder Wartungsvertrag)	STK (sicherheitstechnische Kontrolle) sowie MTK (messtechnische Kontrolle, sofern erforderlich) gemäß Hersteller-vorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Material- und Anfahrtskosten	TO00001	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen in Instandhaltungs- und Wartungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

Bei der Heim-Hämodialyse kann der Patient nach Einrichtung und Schulung die Hämodialyse zu Hause nach dem vom Arzt vorgegebenen Plan selbst durchführen.

Die Einrichtung der Heimhämodialyse umfasst die Begehung, die Planung, die Installation sowie die Inbetriebnahme der erforderlichen Ausstattung. Gerne lassen wir Ihnen ein Angebot auf Anfrage zukommen.

## 2.1.2. HD – Anwendungsberatung

### Schulungen/Einweisungen zur 4008S-Serie

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS0000001	4008S Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	4.399,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 4008S.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 4008S.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS0000003	4008S Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	599,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 4008S.

Inhalt: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 4008S Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000004	4008S Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	3.399,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der 4008S.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion

Umfang: 5 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 4008S. Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000005	4008S Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	449,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der 4008S.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 4008S.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000006	4008S FAQ-Anwenderseminar	199,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Therapiesystem 4008S

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 4008S.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Die Teilnahme wird bestätigt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000268	4008S Arzt Einweisung	299,00

#### Beschreibung

Einführung in Gerätegrundlagen

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung

Einführung in das Geräteinterface:

- Behandlungsinformationen (Blutfluss, UF-Rate etc.)
- Abfrage patientenspezifischer Parameter
- Mögliche Therapieoptionen falls vorhanden (BTM, SN)

Umfang: 3 Stunden

Die Teilnahme wird bestätigt.

*Einweisungen zur 5008 Pädiatrie-Software*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000020	5008 PÄD-Software Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	599,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die pädiatrische Behandlung an der 5008.</p> <p>Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Bedienung, Besonderheiten Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.</p> <p>Umfang: 5 Stunden</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000021	5008 PÄD-Software Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	449,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die pädiatrische Behandlung an der 5008.</p> <p>Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Bedienung, Besonderheiten</p> <p>Umfang: 5 Stunden</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008.</p>		

*Schulungen/Einweisungen zu den 5008/5008S-Serien*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000007	5008/5008S Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	4.399,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 5008/5008S.</p> <p>Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.</p> <p>Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.</p> <p>Umfang: 5 Tage</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S. Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000008	5008/5008S Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	599,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 5008/5008S.

Inhalt: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000009	5008/5008S Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	3.399,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der 5008/5008S.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion

Umfang: 5 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000010	5008/5008S Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	449,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der 5008/5008S.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000011	5008/5008S Single-Needle Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	899,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Durchführung einer Single-Needle Behandlung an der 5008/5008S.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000012	5008/5008S Single-Needle Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	699,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Durchführung einer Single-Needle Behandlung an der 5008/5008S.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000024	5008/5008S FAQ-Anwenderseminar	199,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Therapiesystem 5008/5008S.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich.

Die Teilnahme wird bestätigt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000267	5008/5008S Arzt Einweisung	299,00

#### Beschreibung

Einführung in Gerätegrundlagen

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung

Einführung in das Geräteinterface:

- Behandlungsinformationen (Blutfluss, UF-Rate etc.)
- Abfrage patientenspezifischer Parameter
- Mögliche Therapieoptionen falls vorhanden (BTM, BMV, SN)

Umfang: 3 Stunden

Die Teilnahme wird bestätigt.

*Einweisungen/Schulungen zu 5008/6008 Therapie-Optionen*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000013	6008/5008 BVM Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	1.799,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Nutzung der Option BVM (Blutvolumenmonitor) an der 5008 oder 6008.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Ergebnisse, Kalibrieren, RBV-Bestimmung, Alarmverarbeitung

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000014	6008/5008 BVM Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	1.349,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Nutzung der Option BVM (Blutvolumenmonitor) an der 5008 oder 6008.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Ergebnisse, Kalibrieren, RBV-Bestimmung, Alarmverarbeitung

Umfang: 2 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008.

*Einweisungen/Schulungen zu 5008/5008S/6008 Therapie-Optionen*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000015	6008/5008/5008S BTM Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	599,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Nutzung der Option BTM (Bluttemperaturmonitor) an der 5008/5008S oder 6008.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Ergebnisse, Rezirkulation, Temperatur-Regelung

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008/5008S



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000016	6008/5008/5008S BTM Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	449,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Nutzung der Option BTM (Bluttemperaturmonitor) an der 5008/5008S oder 6008.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Ergebnisse, Rezirkulation, Temperatur-Regelung

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008/5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000017	6008/5008/5008S BTM Fistel-Fluss Messung	199,00

**Beschreibung**

Einweisung der Anwender in die Nutzung der Option BTM (Bluttemperaturmonitor) zur Fistel-Fluss-Messung an der 5008/5008S oder 6008.

Inhalt: Fistel-Fluss-Messung

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit der Geräteoption BTM an dem Therapiesystem 6008 oder 5008/5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000018	6008/5008/5008S VenAcc Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	599,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Nutzung der Option VenAcc an der 5008/5008S oder 6008.

Inhalt: Geräteaufbau, Handhabung, Alarmverarbeitung

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008/5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000019	6008/5008/5008S VenAcc Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	449,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Nutzung der Option VenAcc an der 5008/5008S oder 6008.

Inhalt: Geräteaufbau, Handhabung, Alarmverarbeitung

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008/5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000738	Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates	149,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates an der 6008/5008/5008S.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum betreffenden Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000739	Einweisung weiterer Anwender in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates	99,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates an der 6008/5008/5008S.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum betreffenden Therapiesystem.

### Schulungen/Einweisungen zur Heimhämodialyse 5008S/6008

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000022	6008/5008S Heim-HD Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	399,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Nutzung der 6008 oder 5008S bei Heim-Hämo-Patienten.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Bedienung, Besonderheiten

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008S.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000023	6008/5008S Heim-HD Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Nutzung der 6008 oder 5008S bei Heim-Hämo-Patienten.

Inhalt: Vorbereiten der Maschine, Bedienung, Besonderheiten

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 oder 5008S.

*Schulungen/ Einweisungen zu 6008-Serie*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000025	6008 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	4.399,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 6008.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008. Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000026	6008 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	2.649,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 6008.

Inhalt: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000027	6008 Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	3.399,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der 6008.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion

Umfang: 5 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS0000028	6008 Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	2.049,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der 6008.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion

Umfang: 3 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 5008/5008S. Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000301	6008 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	599,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 6008.

Inhalt: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000402	6008 Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	449,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der 6008.

Inhalt: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008.

Die Einweisung beinhaltet sämtliche im Gerät enthaltenen (Therapie-)Optionen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS0000029	6008 FAQ-Anwenderseminar	199,00

**Beschreibung**

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Therapiesystem 6008.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem 6008 Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich.

Die Teilnahme wird bestätigt.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis je Kurs in Euro</b>
DS00000269	6008 Arzt Einweisung	299,00

**Beschreibung**

Einführung in Gerätegrundlagen

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung

Einführung in das Geräteinterface:

- Behandlungsinformationen (Blutfluss, UF-Rate etc.)
- Abfrage patientenspezifischer Parameter
- Mögliche Therapieoptionen falls vorhanden (BTM, BMV, SN)

Umfang: 3 Stunden

Die Teilnahme wird bestätigt.

## 2.1.3. HD – Informationstechnologie

Die Ersteinweisung umfasst

- Bedienkonzept des Therapie-Daten-Management-Systems (TDMS) gemäß MPG
- Training der wesentlichen Bedienelemente
  - Maschinenvoreinstellung
  - Dokumentation
  - Abschluss
- Adaption der Software auf zentrumsindividuelle Bedürfnisse z.B. Aufgaben, Listen, Ereignisse
- Ersteinweisung Umfang: 3 Tage

Die Installation umfasst

- Installation des Therapie-Daten-Management-Systems (TDMS) auf den zentralen Server und allen relevanten Client PCs
- Inbetriebnahme und Abnahme des Gesamtsystems
- Projektdokumentation
- Standard TDMS Installation Umfang: 2 Tage

Schulung/Installation	Dauer und Inhalt	Trainer	Teilnehmer	Art. Nr.	Preis
Einweisung/Schulung TDMS (Tag)	1 Tag TDMS Schulung	1 Trainer	max. 3 Teilnehmer	F00011785	laut Angebot
Technische Betreuung Installation (Tag)	1 Tag TDMS Installation	1 Projektant	/	F00011786	laut Angebot

Softwarepflegevertrag	Leistungsumfang	Art. Nr.	Preis p.a.
Therapy Monitor Softwarepflegevertrag	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	F00011794	laut Angebot
Therapy Support Suite (TSS) Softwarepflegevertrag	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	F00011795	laut Angebot
Therapy Monitor (TMon) & Therapy Support Suite Softwarepflegevertrag	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	F00011796	laut Angebot
communication Data Link ADT Softwarepflegevertrag	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	F987601	laut Angebot
communication Data Link ORU Softwarepflegevertrag	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	F987611	laut Angebot

Softwarepflegevertrag	Leistungsumfang	Art. Nr.	Preis p.a.
communication Data Link ZDO Softwarepflegevertrag	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	F987631	laut Angebot
Hardware & Software Pflegevertrag	Leistungsumfang nach individueller Beratung durch die Dialyse-IT	F00011797	laut Angebot
Server – Hardware – Wartung	Einspielung von Patches, Security Fixes. Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr	F00011798	laut Angebot

### Schulungen/Einweisungen

#### Therapy Monitor/IndiCation

Artikelnummer	Bezeichnung	Tagespauschale in Euro
F970741	Einweisung/Schulung (Tag)	laut Angebot

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung, individuell genutzte Funktionserweiterungen sowie Update Inhalte für die Informationssysteme Therapy Monitor/IndiCation gemäß Gebrauchsanweisung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Teilnehmer Praxen/In-Center:

max. 2 vom Betreiber beauftragte Personen sowie 1 Vertretung

Teilnehmer Kliniken:

max. 3 vom Betreiber beauftragte Personen sowie 1 Vertretung

Die Tages- bzw. Stundensätze gelten Werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr. Die Leistung wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.

Umfang: laut Angebot

#### Therapy Monitor/IndiCation

Artikelnummer	Bezeichnung	Stundenpauschale
IN-H271441	Einweisung/Schulung (Stunde)	laut Angebot

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung, individuell genutzte Funktionserweiterungen sowie Update Inhalte für die Informationssysteme Therapy Monitor/IndiCation gemäß Gebrauchsanweisung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Teilnehmer Praxen/In-Center:

max. 2 vom Betreiber beauftragte Personen sowie 1 Vertretung

Teilnehmer Kliniken:

max. 3 vom Betreiber beauftragte Personen sowie 1 Vertretung

Die Tages- bzw. Stundensätze gelten Werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr. Die Leistung wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.

Umfang: laut Angebot

## 2.2. Fresenius Medical Care Wasseraufbereitungssysteme

### 2.2.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

#### Instandhaltungsvertrag

##### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für Fresenius Medical Care Wasseraufbereitungssysteme beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtkosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen an Komponenten der Wasservorbehandlung, der Osmoseanlage, des Permeatrings und der Medienversorgungseinheiten nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten.
- 24-Stunden-Service: Maximal 24 Stunden Reaktionszeit während der allgemeinen Servicezeiten.
- Notdienst/Rufbereitschaft: Telefonischer Notdienst auch außerhalb der regulären Servicezeiten.
- Desinfektion der Osmoseanlage und des Permeatrings, sofern dies aufgrund von Servicemaßnahmen im Rahmen der Störungsbeseitigung erforderlich ist.

#### Übersicht Fresenius Wasseraufbereitungssysteme-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Instandhaltungsvertrag Fresenius Wasseraufbereitungssysteme	Instandhaltung inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtkosten:	F0009266	laut Angebot
	– Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.	F00009406	
	– Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten	F00009410	
	– 24-Stunden-Service: max. 24 Stunden Reaktionszeit während der allgemeinen Servicezeiten.	F00011035	
	– Notdienst/Rufbereitschaft: Telefonischer Notdienst auch außerhalb der regulären Servicezeiten.	F00010759	
	– Der Preis ist abhängig von Betriebsparametern, zum Beispiel vom Alter der Geräte und der Anlagenkapazität.	F00011032	



Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle Fresenius Wasseraufbereitungssysteme (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten.	TO00030 für Wasservorbehandlung TO00012 für Wasseraufbereitung (AquaA, AquaB etc.) TO00026 für Wasseraufbereitung HT/HF TO00028 für CDS TO00029 für Granumix TO00027 für MSC; MSP etc.	laut Angebot
Sicherheitstechnische Kontrolle Fresenius Wasseraufbereitungssysteme (ohne Instandhaltungsvertrag)	Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Material- und Anfahrtskosten.		laut Angebot
Instandsetzung Fresenius Wasseraufbereitungssysteme (ohne Instandhaltungsvertrag)	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten.  Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	F00008449	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen in Instandhaltungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

Fresenius Medical Care bietet die Auslegung, Planung, Installation und Inbetriebnahme individualisierter Wasseraufbereitungssystemen an. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für die Dialysewasserversorgung.

Um die erforderliche Qualität von Flüssigkeiten sicherzustellen, umfasst das Produktangebot von Fresenius Medical Care verschiedene Anlagen für unterschiedliche Reinigungsstufen, wie z.B. Umkehrosmoseanlagen.

## 2.2.2. Fresenius Medical Care Kleinosmoseanlagen Serviceverträge und Serviceleistungen

### Instandhaltungsvertrag

#### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für FME Kleinosmoseanlagen beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 3 Arbeitstagen.

#### Übersicht Fresenius Kleinosmoseanlagen-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung	Preis
Instandhaltungsvertrag Fresenius Kleinosmoseanlagen	Instandhaltung inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten: – Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben. – Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten.	F0009266 für FWT allgemein F00009406 für AquaB Geräte F00009410 für AquaBplus Geräte F00011035 für AquaA Geräte F00010759 für CDS Control Unit F00011032 für Granumix Geräte

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Wartung und sicherheits- technische Kontrolle Fresenius Kleinosmoseanlagen (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheits- technische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten.	TO00030 für Wasser- vorbehandlung TO00012 für Wasser- aufbereitung (AquaA, AquaB Geräte etc.) TO00026 für Wasser- aufbereitung HT/HF TO00028 für CDS Control Unit TO00029 für Granumix Geräte TO00027 für MSC; MSP etc.	laut Angebot
Sicherheitstechnische Kontrolle Fresenius Kleinosmoseanlagen (ohne Instandhaltungsvertrag)	Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Hersteller- vorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Material- und Anfahrtskosten.		laut Angebot
Instandsetzung Fresenius Kleinosmoseanlagen (ohne Instandhaltungsvertrag)	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Termin- absprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten.  Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	F00008449	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen in Instandhaltungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

## 2.3. Wassertechnik – IT

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis p.a.
DS00000461	Infrastruktur Daten Management System (IDMS) Hard- und Software-Paket	Preis laut Angebot
<b>Beschreibung</b>		
Webbasierte IT-Lösung zur Fern-Überwachung und automatisierten technischen Dokumentation in der Wassertechnik und Hygiene.		

## 2.4. WT – Anwendungsberatung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000177	AquaC UNO H Geräte Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person	399,00

### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der Aqua Uno oder Aqua C Uno Hot.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bedienung, Alarme, Reinigung, Desinfektion

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000178	AquaC UNO H Geräte Einweisung weiterer Anwender	299,00

### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der Aqua Uno oder Aqua C Uno Hot.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bedienung, Alarme, Reinigung, Desinfektion

Umfang: 3 Stunden

## 2.5. WT – Wasserqualitätsservice und Desinfektion

Die mikrobiologischen Anforderungen an Dialysewasser (Permeat) und Dialysierflüssigkeit beschreibt in Deutschland die „Leitlinie zu Infektionsprävention und Hygiene als Ergänzung zum Dialysestandard (2019)“ im Kapitel „6.3.5. Mikrobiologische Überwachung“. Da die Beschreibung nicht eindeutig ist, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

1. Mikrobiologische Untersuchungen sollten mindestens zweimal jährlich und zusätzlich bei Neuinbetriebnahme sowie nach jedem technischen Eingriff am permeatführenden System durchgeführt werden.
  - a. Wir **empfehlen eine vierteljährliche Kontrolle** im Routinebetrieb.
2. Es ist nicht definiert, wie viele Proben gezogen werden sollen
  - a. Wir empfehlen, stets **Anfang und Ende jedes Permeatrings** zu beproben.
3. Untersucht werden sollte auf Gesamtkolonienzahl und Endotoxinkonzentration.
  - a. Zusätzlich sollte bei einer Inbetriebnahme sowie nach technischen Eingriffen in das System und schlechten Ergebnissen (hohe Keimbelastung und/oder Endotoxinkonzentration) eine Untersuchung auf *Pseudomonas aeruginosa* erfolgen. Eine routinemäßige Untersuchung auf *Pseudomonas aeruginosa* und *E. coli* ist nicht mehr vorgesehen.
4. Geräte **mit** validiertem Bakterienfilter (z.B. DIASAFE®plus) müssen nicht untersucht werden.
5. Es ist nicht definiert, wie viele Geräte **ohne** validierten Bakterienfilter untersucht werden sollen.
  - a. Wir empfehlen, **alle Geräte ohne validierten Bakterienfilter zweimal jährlich** zu beproben, d.h. die Hälfte der Geräte bei jeder vierteljährlichen Beprobung auf Gesamtkolonienzahl und Endotoxinkonzentration zu untersuchen.

Fresenius Medical Care bietet im Rahmen des Wasserqualitätsservice (WQS) eine Dienstleistung zur routinemäßigen Überwachung der mikrobiologischen und chemischen Qualität von Dialysewasser und Dialysierflüssigkeit an.

Der Leistungsumfang des WQS definiert sich wie folgt:

- Einmalige Schulung des von Ihnen zu benennenden Wasser-Qualitätsbeauftragten sowie ggf. weiterer Personen;
- Automatisches Zusenden der Probeentnahmekarte zu den Probeentnahmetermeninen;
- Analyse der Flüssigkeitsproben in unserem oder einem externen Labor;
- Bewertung der Analyseergebnisse, ggf. Vorschlag zur Durchführung geeigneter Maßnahmen;
- Ständig aktualisierte Laboratenübersicht;
- Der Preis bezieht sich auf das in der Tabelle beschriebene zentrumsindividuelle Probeentnahme- und Untersuchungsschema;
- Die Pauschale setzt die Abnahme und den korrekten Versand der Proben durch das Zentrumspersonal voraus;
- Ggf. durchzuführende Desinfektionen der Anlage aufgrund erhöhter mikrobiologischer Ergebnisse sind nicht beinhaltet.

Probeentnahmeschema zur Beprobung von Dialysewasser (Permeat) und Dialysierflüssigkeit für ein Zentrum mit Permeatringleitung:

Medium	Mikrobiologische Untersuchungen auf:		Preis p.a.
	Gesamt-kolonienzahl	Endotoxine	
<b>Bei einer Permeatringleitung</b>			
Dialysewasser, Ringanfang	1 Probe (4 × jährlich)	1 Probe (4 × jährlich)	Laut Angebot
Dialysewasser, Ringende	1 Probe (4 × jährlich)	1 Probe (4 × jährlich)	
<b>Bei zwei Permeatringleitungen</b>			
2× Dialysewasser, Ringanfang	2 Proben (4 × jährlich)	2 Proben (4 × jährlich)	Laut Angebot
2× Dialysewasser, Ringende	2 Proben (4 × jährlich)	2 Proben (4 × jährlich)	
<b>Bei drei Permeatringleitungen</b>			
3× Dialysewasser, Ringanfang	3 Proben (4 × jährlich)	3 Proben (4 × jährlich)	Laut Angebot
3× Dialysewasser, Ringende	3 Proben (4 × jährlich)	3 Proben (4 × jährlich)	
Dialysierflüssigkeit, je 4 Geräte ohne validierten Bakterienfilter (z.B. DIASAFE®plus)	2 Proben (4 × jährlich)	2 Proben (4 × jährlich)	Laut Angebot
<b>Chemische Untersuchungen</b>			
Dialysewasser, Umkehrosmose	1× jährliche chemische Untersuchung einer Dialysewasserprobe auf chemische Parameter nach ISO 23500-1:2019 excl. Gesamtchlor		Laut Angebot

Probeentnahmeschema zur Beprobung von Dialysewasser (Permeat) einer AquaUNO:

Medium	Mikrobiologische Untersuchungen auf		Preis p.a.
	Gesamt-kolonienzahl	Endotoxine	
Dialysewasser, Umkehrosmose	1 Probe (4 x jährlich)	1 Probe (4 x jährlich)	Laut Angebot
Medium	Chemische Untersuchungen		Kosten p.a.
Dialysewasser, Umkehrosmose	1x jährliche chemische Untersuchung einer Dialysewasserprobe auf chemische Parameter nach ISO 13959:2009 excl. Gesamtchlor		Laut Angebot

(Die oben genannten Preise sind Richtpreise; die Preise werden immer kundenindividuell berechnet und über die Art. Nr. 6030301 fakturiert)

#### Desinfektionsservice

Service	Leistungsumfang	Art. Nr.	Preis p.a.
<b>Desinfektion</b>	Desinfektion der Umkehrosmose und der Ringleitung mit Puristeril 340 zzgl. Anfahrt	6325941	Laut Angebot
	Desinfektion GENIUS® System inkl. Präparator und Aquator zzgl. Anfahrt	6325941	Laut Angebot

## 2.6. Liegen

### Serviceverträge und Serviceleistungen

#### Unsere Kundenempfehlung: Der Wartungsvertrag

Der Wartungsvertrag für Liegen beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der Wiederholungsprüfung inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.

## Übersicht Serviceverträge und -Dienstleistungen Liegen

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Wartungsvertrag Liege	Wartung inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten: – Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der Wiederholungsprüfung inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.	F00009263	laut Angebot
Wartung und Wiederholungsprüfung Liege (ohne Wartungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und Wiederholungsprüfung gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten.	TO00010	laut Angebot
Instandsetzung Liege (ohne Wartungsvertrag)	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten.  Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	5094151	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen im Wartungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

## 2.7. Analysesystem BCM

### Serviceverträge und Serviceleistungen

#### Unsere Kundenempfehlung: Der Wartungsvertrag

Der Wartungsvertrag für das Analysesystem BCM-Body Composition Monitor beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Aufwandspauschale durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.

#### Übersicht Serviceverträge und -Dienstleistungen für das Analysesystem BCM

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Wartungsvertrag Analysesystem BCM	Wartung inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Aufwandspauschale: – Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der Sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.	F00009263	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle Analysesystem BCM (ohne Wartungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil- und Materialkosten sowie Aufwandspauschale.	TO00020	laut Angebot
Instandsetzung Analysesystem BCM	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil- und Materialkosten sowie Aufwandspauschale.	5094151	laut Angebot

## 2.7.1. AS/LI-Anwendungsberatung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000172	BCM und Fluid Management Tool Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person	399,00

### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des BCM.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Patientenmessung und Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000173	BCM und Fluid Management Tool Einweisung weiterer Anwender	299,00

### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des Body Composition Monitors.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Patientenmessung und Desinfektion.

Die Teilnahme wird bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000174	Fluid Management Tool Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person	399,00

### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des Fluid Management Tools.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Handhabung von Patientenkarten und Datenbank.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000175	Fluid Management Tool Einweisung weiterer Anwender	299,00

### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender in die grundlegende Handhabung des Fluid Management Tools.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Handhabung von Patientenkarten und Datenbank.

Umfang: 3 Stunden



<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis je Kurs in Euro</b>
DS00000176	BCM und Fluid Management Tool FAQ-Anwenderseminar	199,00

**Beschreibung**

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem BCM und Fluid Management Tool.

Umfang: 2 Stunden

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Die Teilnahme wird bestätigt.

---

## 3. Peritonealdialyse

### 3.1. PD Geräte: *sleep•safe/sleep•safe harmony*

#### 3.1.1. PD-Serviceverträge und Serviceleistungen

##### Instandhaltungsvertrag

###### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für PD-Geräte beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Transport- bzw. Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 3 Arbeitstagen vor Ort oder in der Kundendienstwerkstatt.
- Im Bedarfsfall wird ein Austausch- oder Ersatzgerät zur Verfügung gestellt.

##### Übersicht PD-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Instandhaltungsvertrag PD ( <i>sleep•safe/sleep•safe harmony</i> )	Instandhaltung inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.</li> <li>– Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 3 Arbeitstagen vor Ort oder in der Kundendienstwerkstatt.</li> <li>– Gegebenenfalls Bereitstellung eines Austausch- oder Ersatzgerätes.</li> <li>– Der Preis ist abhängig von Betriebsparametern, zum Beispiel vom Alter der Geräte</li> </ul>	F00009260	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle <i>sleep•safe/sleep•safe harmony</i> (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten.	-----	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle PD-THERMOSAFE <i>plus</i> (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten.	TO00007 TO00016	laut Angebot
Instandsetzung PD (ohne Instandhaltungsvertrag)	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten.  Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	5094151	laut Angebot

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen im Instand- haltungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

### 3.1.2. PD Geräte – Anwendungsberatung

Einweisungen zu APD: *sleep•safe/sleep•safe harmony*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000198	APD Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	1.349,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Handhabung der Cyclers *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony*. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 1,5 Tage

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000199	APD Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	499,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die Handhabung der Cyclers *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony*. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind vorhanden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000200	Wiederholung der APD Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	399,00

#### Beschreibung

Wiederholung der Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person und/oder weitere Anwender in die Handhabung der Cyclers *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony*. Inhalt der Einweisung gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet.

Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind vorhanden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000201	APD Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	1.049,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Handhabung der Cyclor *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony*. Inhalt der Einweisung gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet.

Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 1,5 Tage.

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000202	APD Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	399,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die Handhabung der Cyclor *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony*. Inhalt der Einweisung gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung.

Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind vorhanden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000203	APD Einweisung für Patienten ohne Vorkenntnisse	449,00

#### Beschreibung

Unterstützung des Betreibers bei der Einweisung von Patienten in die Handhabung der Cyclor *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony* für die Benutzung zu Hause. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung.

Das Training ist für eine Person ausgerichtet. Der Teilnehmer ist nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, die Behandlung selbstständig zu Hause durchzuführen. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: Patientenindividuell

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000204	APD FAQ-Anwenderseminar	199,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem PD Therapiesystem.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zu dem PD-Therapiesystem.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000415	APD Einweisung für Pflegedienstmitarbeiter	449,00

#### Beschreibung

Unterstützung des Betreibers bei der Einweisung des Pflegedienstes in die Handhabung der Cyclor *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony* für die Benutzung in der Häuslichkeit der Patienten und nach Behandlungsverordnung des behandelnden Nephrologen.

Das Training ist für die Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgerichtet. Der Teilnehmer ist nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, die Behandlung selbstständig zu Hause durchzuführen. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: Pflegedienstindividuell

Anmerkung: Vorkenntnisse zum APD-Therapiesystem sind nicht erforderlich.

*Einweisungen zu CAPD: stay•safe/PD-THERMOSAFE plus*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000205	CAPD Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	249,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des *stay•safe/PD-THERMOSAFE plus* Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung.

Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zum Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000206	CAPD Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	199,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des *stay•safe/PD-THERMOSAFE plus* Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung.

Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet.

Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 2 Stunden.

Anmerkung: Vorkenntnisse zum Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000207	CAPD Einweisung für Patienten ohne Vorkenntnisse	449,00

#### Beschreibung

Unterstützung des Betreibers bei der Einweisung von Patienten in die grundlegende Handhabung des stay•safe/PD-THERMO-SAFE *plus* Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung. Das Training ist für eine Person ausgerichtet. Der Teilnehmer ist nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, die Behandlung selbstständig zu Hause durchzuführen. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: Patientenindividuell

Anmerkung: Vorkenntnisse zum Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000272	CAPD und APD Einweisung für Patienten ohne Vorkenntnisse	549,00

#### Beschreibung

Unterstützung des Betreibers bei der Einweisung von Patienten in die grundlegende Handhabung des stay•safe/PD-THERMO-SAFE *plus* Systems sowie der Cyclor *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony* für die Benutzung zu Hause. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Geräteaufbau, Bedienung, Alarmverarbeitung, Desinfektion, Therapieinformation, Verbrauchsmaterial, Installation, Lagerung.

Das Training ist für eine Person ausgerichtet. Der Teilnehmer ist nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, die Behandlung selbstständig zu Hause durchzuführen. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: Patientenindividuell

Anmerkung: Vorkenntnisse zum Therapiesystem/APD-Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000414	CAPD/APD Einweisung für Pflegedienstmitarbeiter	549,00

#### Beschreibung

Unterstützung des Betreibers bei der Einweisung des Pflegedienstes in die grundlegende Handhabung des stay•safe/PD-THERMOSAFE *plus* Systems sowie der Cyclor *sleep•safe* oder *sleep•safe harmony* für die Benutzung in der Häuslichkeit des Patienten und nach Behandlungsverordnung des behandelnden Nephrologen.

Das Training ist für die Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgerichtet. Die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, die Behandlung selbstständig zu Hause durchzuführen. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: Pflegedienstindividuell

Anmerkung: Vorkenntnisse zum Therapiesystem/APD-Therapiesystem sind nicht erforderlich.

### 3.1.3. Beratungen zu PD IT

Softwarepflegevertrag	Leistungsumfang	Art. Nr.	Preis p.a.
POL Softwarepflegevertrag Einzelplatz	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	H250621	249 Euro
POL Softwarepflegevertrag Client/Server	Telefonische Beratung „Dialyse-IT Hotline Support“ an Werktagen zwischen 8:00–17:00 Uhr, Aktualisierung oder Erweiterung der Software durch Updates	H250611	749 Euro

### 3.1.4. PD-IT Anwendungsberatung

Einweisungen zu IT: PatientOnLine (POL)

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000208	POL Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	499,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des POL-Therapiemanagementsystems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Installation, Bedienung. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet.</p> <p>Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die Software auf den Patienten anzuwenden. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.</p> <p>Umfang: 4 Stunden</p> <p>Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem POL-Therapiemanagementsystem sind nicht erforderlich.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000209	POL Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	249,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des POL-Therapiemanagementsystems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Installation, Bedienung. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet.</p> <p>Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die Software auf den Patienten anzuwenden. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.</p> <p>Umfang: 2 Stunden.</p> <p>Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem POL-Therapiemanagementsystem sind vorhanden.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000210	Wiederholung der POL Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	199,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Wiederholung der Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des POL-Therapiemanagementsystems. Inhalt der Teileinweisung gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Installation, Bedienung.</p> <p>Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.</p> <p>Umfang: 2 Stunden</p> <p>Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem POL-Therapiemanagementsystem sind vorhanden.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000211	POL Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	399,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des POL-Therapiemanagementsystems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Installation, Bedienung.</p> <p>Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.</p> <p>Umfang: 4 Stunden</p> <p>Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem POL-Therapiemanagementsystem sind nicht erforderlich.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000212	POL Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	199,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des POL-Therapiemanagementsystems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Installation, Bedienung.

Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem POL-Therapiemanagementsystem sind vorhanden.

#### Einweisungen zur Pädiatrie: PD-Paed Plus

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000213	PD-Paed Plus Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	249,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des PD-Paed Plus Therapiesystems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Einlauf, Auslauf, Benötigte Materialien. Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem PD-Paed Plus Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000214	PD-Paed Plus Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	199,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des PD-Paed Plus Therapiesystems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Einlauf, Auslauf, benötigte Materialien.

Das Training ist für max. 5 Personen ausgerichtet. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem PD-Paed Plus Therapiesystem sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000215	PD-Paed Plus Einweisung für Angehörige ohne Vorkenntnisse bzw. Anwendungsbegleitung	399,00

#### Beschreibung

Unterstützung des Betreibers bei der Einweisung von Angehörigen in die grundlegende Handhabung des PD-Paed Plus Therapiesystems bzw. Begleitung eingewiesener Anwender zur Erlangung größerer Sicherheit und Praxis bei der Behandlung. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Einlauf, Auslauf, Benötigte Materialien. Das Training ist für eine Person ausgerichtet.

Der Teilnehmer ist nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, die Behandlung selbstständig durchzuführen. Das Training wird in einem Trainingsprotokoll entsprechend dokumentiert.

Umfang: Individuell

Anmerkung: Vorkenntnisse zu dem PD-Paed Plus Therapiesystem sind nicht erforderlich.



### 3.1.5. Qualifizierung externer Techniker

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
F00008767	Qualifizierung Techniker – <i>sleep•safe harmony</i>	1.185,00

#### Beschreibung

Qualifizierung externer Techniker: Grundlagen PD Vorstellung des Cyclers, Bedienung des *sleep•safe*, *sleep•safe harmony*, Vorstellung der Hauptbaugruppen, Grundfunktionen der Hauptbaugruppen, Service Software, Praktische Anwendungen, Austauschen einfacher Komponenten, Fehlersuche, Softwareupdate, Installation, Wartung und STK *sleep•safe*, *sleep•safe harmony*, PD-THERMOSAFE *plus*, SNG 230, Alarme, Alarm und Tacho – Viewer.

Umfang: 3 Tage

Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
F00008768	Qualifizierung-System Techniker – <i>sleep•safe harmony</i>	790,00

#### Beschreibung

Qualifizierung externer System-Techniker

Voraussetzung: Absolvierter *sleep•safe harmony* Techniker

Kurs Inhalt: Vorstellung der Einzelkomponenten, Funktionen, Software/Selbsttest/Systemtest, Flussdiagramme Hydraulik, Pneumatik, Reparaturanleitungen, – und Protokolle, Zerlegen des Gerätes in alle Einzelkomponenten, Wiedermontage und Prüfung, Fehlersuche, Elektronik, Alarm – und Tacho – Viewer, Praktische Anwendungen Service Software

Umfang: 2 Tage

Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

## 3.2. VR Brille\*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis in Euro
DS00000513	DLV VR Brille 3 Monate	450,00

### Beschreibung

stay•safe MyTraining VR unterstützt Patienten, Pflegepersonal und Angehörige beim Training des CAPD stay•safe Systems.

Hierbei trainiert der Lernende intuitiv in einer virtuellen Umgebung Schritt für Schritt den Beutelwechsel. Die Hardware besteht aus einer VR Brille und einem einfach zu bedienenden Controller.

Das Training erfolgt durch FME und wird in einem Trainingsprotokoll dokumentiert. Vorkenntnisse zum VR Training sind nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis in Euro
DS00000514	DLV VR Brille 12 Monate	1500,00

### Beschreibung

stay•safe MyTraining VR unterstützt Patienten, Pflegepersonal und Angehörige beim Training des CAPD stay•safe Systems.

Hierbei trainiert der Lernende intuitiv in einer virtuellen Umgebung Schritt für Schritt den Beutelwechsel. Die Hardware besteht aus einer VR Brille und einem einfach zu bedienenden Controller.

Das Training erfolgt durch FME und wird in einem Trainingsprotokoll dokumentiert. Vorkenntnisse zum VR Training sind nicht erforderlich.

\*Das stay•safe MyTraining VR und die VR-Brille sind keine Medizinprodukte. Sie wurden entwickelt, um das CAPD Training Ihrer Patienten zu ergänzen. Das VR Training demonstriert die Anwendung des stay•safe-Systems. Das stay•safe CAPD Behandlungssystem enthält die Sicherheitsfunktionen DISC und PIN, die mit den Flüssigkeiten der Peritonealdialyse (PD) verbunden sind. 1 Figueiredo, Ana Elizabeth, et al. "Impact of patient training patterns on peritonitis rates in a large national cohort study." Nephrology Dialysis Transplantation 30.1 (2015): 137-142. Headoffice: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Germany Phone: +49 (0) 6172-609-0, [www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com)

## 4. Akutdialyse

### 4.1. Akut-Geräte Typ multi**Filtrate** und Typ multi**Filtrate**PRO

#### 4.1.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

##### Instandhaltungsvertrag

###### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für Akut-Geräte beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten.
- 24-Stunden-Service: Maximal 24 Stunden Reaktionszeit für Instandsetzung während der allgemeinen Servicezeiten. Ist eine Instandsetzung innerhalb dieser 24 Stunden Reaktionszeit nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer Alternativgeräteeinstellung, ggf. auch alternativer Gerätetypen, am darauffolgenden Arbeitstag (gemäß der allgemeinen Servicezeiten).
- Software-Updates und Modifikationen: Update der Gerätesoftware für den Fall, dass Weiterentwicklungen zur Erhöhung der Geräteverfügbarkeit führen.
- Notdienst/Rufbereitschaft: Telefonischer Notdienst auch außerhalb der regulären Servicezeiten.

## Übersicht Akut-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Instandhaltungsvertrag Akut	<p>Instandhaltung inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.</li> <li>– Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten</li> <li>– 24-Stunden-Service: Maximal 24 Stunden Reaktionszeit für Instandsetzung während der allgemeinen Servicezeiten. Ist eine Instandsetzung innerhalb dieser 24 Stunden Reaktionszeit nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer Alternativgerätebereitstellung, ggf. auch alternativer Gerätetypen, am darauffolgenden Arbeitstag (gemäß der allgemeinen Servicezeiten).</li> <li>– Software Updates und Modifikationen zur Erhöhung der Geräteverfügbarkeit</li> <li>– Notdienst/Rufbereitschaft: Telefonischer Notdienst auch außerhalb der regulären Servicezeiten</li> <li>– Der Preis ist abhängig von Betriebsparametern, zum Beispiel vom Alter der Geräte.</li> </ul>	<p>F00009311 für multi<b>Filtrate</b> F00011773 für multi<b>Filtrate</b>- PRO</p>	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle Akut (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten.	<p>TO00009 für multi<b>Filtrate</b> TO00156 für multi<b>Filtrate</b>, multi<b>Filtrate</b>- PRO und multi<b>Filtrate</b>- PRO Ci-Ca®</p>	laut Angebot
Sicherheitstechnische Kontrolle Akut (ohne Instandhaltungsvertrag)	Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Material- und Anfahrtskosten	F00009347	laut Angebot
Instandsetzung Akut-Geräte (ohne Instandhaltungsvertrag)	<p>Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten.</p> <p>Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 24-Stunden-Service, Software-Updates sowie Notdienst/ Rufbereitschaft sind nicht inbegriffen</li> </ul>	5094051	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen in Instandhaltungs- und Wartungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

## 4.2. Akut-Geräte des GENIUS®-Systems

### 4.2.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

#### Instandhaltungsvertrag

##### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für GENIUS®-Geräte beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen an Komponenten des Preparator, Aquator und des GENIUS®90 Grundgerätes nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 2 Arbeitstagen.
- 24-Stunden-Service: Maximal 24 Stunden Reaktionszeit für Instandsetzung während der allgemeinen Servicezeiten. Ist eine Instandsetzung innerhalb dieser 24 Stunden Reaktionszeit nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer Alternativgerätebereitstellung, ggf. auch alternativer Gerätetypen, am darauffolgenden Arbeitstag (gemäß der allgemeinen Servicezeiten).
- Desinfektion des Aquator und Preparator, sofern dies aufgrund von Servicemaßnahmen im Rahmen der Störungsbeseitigung erforderlich ist.

## Übersicht GENIUS®-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Instandhaltungsvertrag GENIUS®	<p>Instandhaltung inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.</li> <li>– Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 2 Arbeitstagen.</li> <li>– 24-Stunden-Service: Maximal 24 Stunden Reaktionszeit für Instandsetzung während der allgemeinen Servicezeiten. Ist eine Instandsetzung innerhalb dieser 24 Stunden Reaktionszeit nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer Alternativgerätebereitstellung, ggf. auch alternativer Gerätetypen, am darauffolgenden Arbeitstag (gemäß der allgemeinen Servicezeiten).</li> <li>– Desinfektion des Aquator und Preparator, sofern dies aufgrund von Servicemaßnahmen im Rahmen der Störungsbeseitigung erforderlich ist.</li> <li>– Der Preis ist abhängig von Betriebsparametern, zum Beispiel vom Alter der Geräte.</li> </ul>	<p>F00010747 für GENIUS®90</p> <p>F00010748 für Preparator</p> <p>F00010749 für Aquator</p>	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle GENIUS® (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten.	<p>F00009348 für GENIUS®90</p> <p>F00009349 für Preparator</p> <p>F00009350 für Aquator</p>	laut Angebot
Sicherheitstechnische Kontrolle GENIUS® (ohne Instandhaltungsvertrag)	Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Material- und Anfahrtskosten		laut Angebot
Instandsetzung GENIUS® (ohne Instandhaltungsvertrag)	<p>Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten.</p> <p>Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.</p>	5094151	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen im Instandhaltungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

## 4.3. Akut-Anwendungsberatung

### Einweisungen zu **GENIUS®90**

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000049	GENIUS®90 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse mit Preparator	899,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Therapiesystem.</p> <p>Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren von Preparator und GENIUS®90 Gerät.</p> <p>Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das GENIUS®90 Gerät am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.</p> <p>Umfang: 1 Tag</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Preparator.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000050	GENIUS®90 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen mit Preparator	399,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Therapiesystem.</p> <p>Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren von Preparator und GENIUS®90 Gerät.</p> <p>Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das GENIUS®90 Gerät am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.</p> <p>Umfang: 3 Stunden</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000051	GENIUS®90 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse ohne Preparator	399,00
<b>Beschreibung</b>		
<p>Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes ohne Preparator.</p> <p>Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren des GENIUS®90 Gerätes.</p> <p>Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das GENIUS®90 Gerät am Patienten anzuwenden.</p> <p>Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.</p> <p>Umfang: 3 Stunden</p> <p>Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.</p>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000052	GENIUS®90 Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen ohne Preparator	249,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes ohne Preparator.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren des GENIUS®90 Gerätes.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das GENIUS®90 Gerät am Patienten anzuwenden.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000053	Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse mit Preparator	699,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren von Preparator und GENIUS®90 Gerät. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000054	GENIUS®90 Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen mit Preparator	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren von Preparator und GENIUS®90 Gerät. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000055	GENIUS®90 Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse ohne Preparator	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes ohne Preparator.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren des GENIUS®90 Gerätes.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000056	GENIUS®90 anwenderdefinierte Inhalte ohne Vorkenntnisse ohne Preparator	149,00

#### Beschreibung

Teileinweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes ohne Preparator.

Inhalt gemäß Kundenspezifikation, z.B. Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen oder Desinfizieren des GENIUS®90 Gerätes. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1,5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000057	GENIUS®90 Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen ohne Preparator	199,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GENIUS®90 Gerätes ohne Preparator.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren des GENIUS®90 Gerätes. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000400	Preparator Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	99,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des Preparators.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Füllen, SCUF, Leeren, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren, Menü-System, Sanitisierung.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Preparator

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000401	Preparator Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	199,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Personen in die grundlegende Handhabung des Preparators.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren, Menü-System, Sanitisierung, Probenahme, Einstellung mit USER-Card.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Preparator.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000058	GENIUS®90 FAQ-Anwenderseminar	199,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem GENIUS®90 Therapiesystem.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum GENIUS®90 Therapiesystem.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

#### Einweisungen zu multiFiltrate

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000059	multiFiltrate Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	399,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der multiFiltrate.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multiFiltrate.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die multiFiltrate am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multiFiltrate.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000060	multiFiltrate Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	249,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der multiFiltrate.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multiFiltrate.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die multiFiltrate am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden.

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multiFiltrate.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000061	multi <b>Filtrate</b> Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen in Spezial-Verfahren	399,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Behandeln mit besonderen CRRT-Verfahren (MPS, Hämoperfusion, pädiatrische Verfahren, in Kombination mit Gasaustauscher/Adsorber), Alarmverarbeitung an der multi**Filtrate**.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die multi**Filtrate** am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000062	multi <b>Filtrate</b> Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multi**Filtrate**.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000063	multi <b>Filtrate</b> Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	199,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multi**Filtrate**.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000064	multi <b>Filtrate</b> Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen in Spezial-Verfahren	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Behandeln mit besonderen CRRT-Verfahren (MPS, Hämoperfusion, pädiatrische Verfahren, in Kombination mit Gasaustauscher/Adsorber), Alarmverarbeitung an der multi**Filtrate**.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000065	multi <b>Filtrate</b> anwenderdefinierte Inhalte ohne Vorkenntnisse	149,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**. Inhalt gemäß Kundenspezifikation, z.B. Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen oder Desinfizieren der multi**Filtrate**. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1,5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000066	multi <b>Filtrate</b> FAQ-Anwenderseminar	199,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang zum Therapiesystem multi**Filtrate**.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem Therapiesystem multi**Filtrate**.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000067	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	399,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multi**Filtrate**PRO.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die multi**Filtrate**PRO am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden.

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000068	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	249,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multi**Filtrate**PRO.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die multi**Filtrate**PRO am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000069	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung der vom Betreiber b. Person mit Vorkenntnissen in Spezial-Verfahren	399,00

#### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Behandeln mit besonderen CRRT-Verfahren (MPS, Hämooperfusion, pädiatrische Verfahren, in Kombination mit Gasaustauscher/Adsorber), Alarmverarbeitung an der multi**Filtrate**PRO.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die multi**Filtrate**PRO am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000070	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multi**Filtrate**PRO.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000071	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	199,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten, Behandeln mit CRRT-Verfahren (z.B. Ci-Ca® CVVHD), Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen, Desinfizieren der multi**Filtrate**PRO.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000072	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen in Spezial-Verfahren	299,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Behandeln mit besonderen CRRT-Verfahren (MPS, Hämooperfusion, pädiatrische Verfahren, in Kombination mit Gasaustauscher/Adsorber), Alarmverarbeitung an der multi**Filtrate**PRO.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000073	multi <b>Filtrate</b> PRO Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse in anwenderdefinierte Inhalte	149,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der multi**Filtrate**PRO. Inhalt gemäß Kundenspezifikation, z.B. Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung, Reinigen oder Desinfizieren der multi**Filtrate**PRO.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1,5 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000074	multi <b>Filtrate</b> PRO FAQ-Anwenderseminar	199,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Umfang: 2 Stunden

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum Therapiesystem multi**Filtrate**PRO.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000737	Unterstützung beim Patientenanschluss an multi <b>Filtrate</b> PRO/multi <b>Filtrate</b>	199,00

#### Beschreibung

Unterstützung beim Patientenanschluss an multi**Filtrate**PRO/multi**Filtrate**

Der Anwendungsberater steht dem Anwender beim Patientenanschluss für Aufbau des Gerätes, Anschluss des Patienten und Klärung von Fragen unterstützend zur Seite.

Umfang: 2 Stunden

Anmerkung: Die vom Betreiber beauftragte Person und/oder Anwender ist bereits auf das Gerätesystem multi**Filtrate**PRO/multi**Filtrate** eingewiesen.

#### Einweisungen zu multi**Filtrate**PRO/multi**Filtrate**/GENIUS®90

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000341	Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person – Softwareupdate ECCT	149,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates an den Geräten multi**Filtrate**PRO/multi**Filtrate**/GENIUS®90.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum betreffenden Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000342	Einweisung weiterer Anwender – Softwareupdate ECCT	99,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates an den Geräten multiFiltratePRO/ multiFiltrate/GENIUS® 90.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum betreffenden Therapiesystem.

*Einweisungen zu Clarity RMS*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000735	Clarity RMS Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person	149,00

**Beschreibung**

Clarity RMS Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person.

Einweisung in die grundlegende Handhabung des Clarity RMS Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisungen: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Anwendung des Systems, Messung und Desinfektion.

Der/ die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das System am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1h

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000736	Clarity RMS Einweisung für weitere Anwender	99,00

**Beschreibung**

Clarity RMS Einweisung für weitere Anwender.

Einweisung in die grundlegende Handhabung des Clarity RMS Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisungen: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Anwendung des Systems, Messung und Desinfektion.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt

Umfang: 1h

## 4.4. Wasserqualitätsservice und Desinfektion (GENIUS®)

Probenentnahmeschema zur Beprobung von Dialysewasser (Permeat) und Dialysierflüssigkeit für ein GENIUS®-Zentrum

Medium	Mikrobiologische Untersuchungen auf			Preis p.a.
	Gesamt-kolonienzahl	Endotoxine	P. aeruginosa, coliforme Bakterien	
Dialysewasser, Übergabe Aquator	1 Probe (4 x jährlich)	1 Probe (4 x jährlich)	–	laut Angebot
Dialysierflüssigkeit je 4 GENIUS®-Geräte	1 Probe (4 x jährlich)	1 Probe (4 x jährlich)	–	laut Angebot

Medium	Chemische Untersuchungen	Preis p.a.
Dialysewasser, Umkehrosmose	1x jährliche chemische Untersuchung einer Dialysewasserprobe auf chemische Parameter nach ISO 23500-1:2019 excl. Gesamtchlor	laut Angebot

Gemäß DIN EN ISO 23500-1:2019 empfehlen wir die Anlage regelmäßig von Beginn des Betriebs an präventiv zu desinfizieren.

### 4.4.1. Behandlungs-Dienstleistungen

Die **Behandlungs-Betreuung** multiFiltrate umfasst die Unterstützung des medizinischen Personals beim ersten Patientenanschluß/Patientenbehandlung. Es obliegt dem Arzt/der Klinik, die Behandlung durchzuführen und die Verantwortung für die Behandlung des Patienten ausschließlich selbst zu tragen.

Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Medizinprodukt geliefert und in Betrieb genommen wird aber auf Grund „gerade kein Patient für dieses Verfahren im Zentrum“ die Erst-Einweisung verschoben werden muss. Oft muss dann unerwartet, kurzfristig ein Patient behandelt werden.

Diese Dienstleistung der extrakorporalen Behandlung verschafft der betreuenden Einrichtung den notwendigen Handlungs- und Planungsspielraum.

Um dem medizinischen Personal Sicherheit bei der sachgerechten Handhabung des Medizinproduktes zu vermitteln, bietet der Hersteller die Unterstützung durch einen firmeneigenen Trainer (Anwendungsberater) an.

Diese Unterstützung „Notfallbehandlung“ ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Erst-Einweisung.

Behandlungsbetreuung im Notfall	Dauer	Art. Nr.	Preis
multiFiltrate	2 Tage (beinhaltet 30% Notfallaufschlag)	---	2.080,00 Euro



## 4.4.2. Notfallgeräteservice und Notfall-Verbrauchsmaterialbelieferung

Notfallgeräteservice:

Belieferungen mit einem oder mehreren Geräten innerhalb von 24 h (Anforderung werktags bis 15 h und freitags bis 14 h). Die Geräte werden spätestens am Folgetag am Nutzungsort in Betrieb genommen.

Notfallbelieferung:

Belieferung mit Verbrauchsmaterialien Waren (max. Frachtgewicht 100 Kg) innerhalb von 24 h, wenn die Bestellung werktags bis 16 h und freitags bis 15 h erfolgt ist

<b>Notfallservices</b>	<b>Belieferung</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Preis</b>
Notfallbelieferung multi <b>Filtrate</b>	Innerhalb 24 h	5097331	laut Notfallmietvertrag
Notfallmiete – Akutgeräte	Innerhalb 24 h	5097341	laut Notfallmietvertrag
Notfallservice multi <b>Filtrate</b>	N/A	N/A	nach Aufwand
Sonderfahrtkosten Akut – für außerplanmäßige Fahrten, keine Notfälle		5097311	laut Angebot

## 5. Therapeutische Apherese

### 5.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

#### Instandhaltungsvertrag

##### Unsere Kundenempfehlung: Der Instandhaltungsvertrag

Der Instandhaltungsvertrag für Geräte der Therapeutischen Apherese beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten durchgeführt werden:

- Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.
- Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten mit einer maximalen Reaktionszeit von 3 Arbeitstagen.

#### Übersicht Serviceverträge und -Dienstleistungen für Geräte der Therapeutischen Apherese

Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis
Instandhaltungsvertrag Immunapherese (IA) oder Therapeutische Apherese (TA)	Instandhaltung inkl. anfallender Ersatzteile, Arbeitszeit und Anfahrtskosten: – Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben. – Instandsetzung: Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache während der allgemeinen Servicezeiten – Der Preis ist abhängig von Betriebsparametern, zum Beispiel vom Alter der Geräte.		
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle Immunapherese (IA) (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV für Art Universal für Immunapherese, COM.TEC, ADAorb, Astoflo* für Immunapherese zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten bzw. Aufwandspauschale.	5092542	laut Angebot
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle Therapeutische Apherese (TA) (ohne Instandhaltungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV für Art Universal für Lipoproteinapherese, Astoflo für Lipoproteinapherese zzgl. Verschleißteil-, Material- und Anfahrtskosten bzw. Aufwandspauschale.	5092351	laut Angebot
Sicherheitstechnische Kontrolle Immunapherese (IA) oder Therapeutische Apherese (TA) (ohne Instandhaltungsvertrag)	Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Material- und Anfahrtskosten bzw. Aufwandspauschale.	5092542 für IA 5092351 für LDL	laut Angebot

\*COM.TEC, ADAorb und Astoflo sind keine FME Produkte.

Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis
Instandsetzung Immunapherese (IA) oder Therapeutische Apherese (TA) (ohne Instandhaltungsvertrag)	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Anfahrtskosten bzw. Aufwandspauschale. Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	5094151 Arbeitszeit alles außer ADAsorb DS00000679 Arbeitszeit ADAsorb	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen im Instandhaltungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz.	5098361 für alles außer ADAsorb DS00000646 ADAsorb bis 500km DS00000647 ADAsorb ab 500km	laut Angebot

## 5.2. TA-Anwendungsberatung

### 5.2.1. Lipoproteinapherese

Einweisungen zu DALI®

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000043	DALI® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	1.899,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des DALI®-Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Tage à 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem DALI® Therapiesystem

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000044	DALI® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	499,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des DALI®-Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem DALI® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000045	DALI® Einweisung weitere Anwender ohne Vorkenntnisse	1.449,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des DALI®-Systems.  
 Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden.  
 Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Tage à 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem DALI® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000046	DALI® Einweisung weitere Anwender ohne Vorkenntnisse.	399,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des DALI®-Systems.  
 Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden.  
 Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem DALI® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000047	DALI® FAQ-Anwenderseminar	199,00

**Beschreibung**

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem DALI® Therapiesystem

Umfang: 2 Stunden

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem DALI® Therapiesystem.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000048	DALI® Behandlungsbetreuung	399,00

**Beschreibung**

Der Anwendungsberater steht der behandelnden Pflegekraft während der gesamten Behandlung mit dem DALI® Therapiesystem für Fragen, Erläuterungen usw. zur Seite

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Pflegekraft ist bereits auf das DALI® Therapiesystem geschult.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000216	DALI® Behandlungsdurchführung	399,00

**Beschreibung**

Der Anwendungsberater übernimmt im Zusammenhang mit der Durchführung der extrakorporalen Therapie folgende Tätigkeiten:

- Vorbereitung des/der Medizinprodukte(s) zur Durchführung der extrakorporalen Therapie entsprechend den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung);
- Begleitung der extrakorporalen Therapie in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt;
- Nachbereitung des/der Medizinprodukte(s) nach Durchführung der extrakorporalen Therapie gemäß den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung).

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Es ist kein weiteres Pflegepersonal mit Therapiekennnissen vorhanden. Die Behandlungsdurchführung gilt für einen Patienten.

*Einweisungen zu MONET®*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000076	MONET® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	2.349,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des MONET® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Tage à 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem MONET® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000077	MONET® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	499,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des MONET® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem MONET® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000078	MONET® Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	1.799,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des MONET® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 5 Tage à 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem MONET® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000079	MONET® Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	399,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des MONET® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem MONET® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000080	MONET® FAQ-Anwenderseminar	299,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem MONET® Therapiesystem

Umfang: 3 Stunden

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem MONET® Therapiesystem.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000081	MONET® Behandlungsbetreuung	399,00

#### Beschreibung

Der Anwendungsberater steht der behandelnden Pflegekraft während der gesamten Behandlung mit dem MONET Therapie-system für Fragen, Erläuterungen usw. zur Seite.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Pflegekraft ist bereits auf das MONET® Therapiesystem geschult.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000217	MONET® Behandlungsdurchführung	399,00

#### Beschreibung

Der Anwendungsberater übernimmt im Zusammenhang mit der Durchführung der extrakorporalen Therapie folgende Tätigkeiten:

- Vorbereitung des/der Medizinprodukte(s) zur Durchführung der extrakorporalen Therapie entsprechend den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung);
- Begleitung der extrakorporalen Therapie in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt;
- Nachbereitung des/der Medizinprodukte(s) nach Durchführung der extrakorporalen Therapie gemäß den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung).

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Es ist kein weiteres Pflegepersonal mit Therapiekennnissen vorhanden. Die Behandlungsdurchführung gilt für einen Patienten.

## 5.2.2. Immunapherese

### Einweisungen zu GLOBAFFIN®

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000030	GLOBAFFIN® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	5.299,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des GLOBAFFIN® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung. Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 6 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem GLOBAFFIN® Therapiesystem

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000031	GLOBAFFIN® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	899,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des GLOBAFFIN® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem GLOBAFFIN® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000032	GLOBAFFIN® Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	4.049,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GLOBAFFIN® Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 6 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit dem GLOBAFFIN® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000033	GLOBAFFIN® Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	699,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des GLOBAFFIN® Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem GLOBAFFIN® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000034	GLOBAFFIN® Behandlungsbetreuung	699,00

**Beschreibung**

Der Anwendungsberater steht der behandelnden Pflegekraft während der gesamten Behandlung mit dem GLOBAFFIN® Therapiesystem für Fragen, Erläuterungen usw. zur Seite.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Pflegekraft ist bereits auf das GLOBAFFIN® Therapiesystem geschult.

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
DS00000035	GLOBAFFIN® Behandlungsdurchführung	699,00

**Beschreibung**

Der Anwendungsberater übernimmt im Zusammenhang mit der Durchführung der extrakorporalen Therapie folgende Tätigkeiten:

Vorbereitung des/der Medizinprodukte(s) zur Durchführung der extrakorporalen Therapie entsprechend den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung);

Begleitung der extrakorporalen Therapie in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt;

Nachbereitung des/der Medizinprodukte(s) nach Durchführung der extrakorporalen Therapie gemäß den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung).

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Es ist kein weiteres Pflegepersonal mit Therapiekennnissen vorhanden. Die Behandlungsdurchführung gilt für einen Patienten.



*Schulungen zu GLOBAFFIN®/TPE/MONET®*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000036	Immunapherese FAQ-Anwenderseminar	299,00

**Beschreibung**

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit den Immunapherese Systemen GLOBAFFIN®/TPE/MONET®  
Umfang: 3 Stunden

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit dem GLOBAFFIN®/TPE/MONET® Therapiesystem.

Teilnehmerzahl bis 20 Personen möglich

*Einweisungen zu TPE/MONET®*

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000037	TPE/MONET® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	2.649,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der COM.TEC® und des TPE/MONET® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit der COM.TEC® und dem TPE/MONET® Therapiesystem

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000038	TPE/MONET® Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	899,00

**Beschreibung**

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der COM.TEC® und des TPE/MONET® Systems.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung. Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit der COM.TEC® und dem TPE Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000039	TPE/MONET® Einweisung weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	2.049,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der COM.TEC® und des TPE/MONET® Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 3 Tage

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse mit der COM.TEC® und dem TPE/MONET® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000040	TPE/MONET® Einweisung weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	699,00

**Beschreibung**

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der COM.TEC® und des TPE/MONET® Systems. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorbereiten der Maschine, Behandeln, Abschließen, Alarmverarbeitung.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, das MP/die MP am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse mit der COM.TEC® und dem TPE/MONET® Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000041	TPE/MONET® Behandlungsbetreuung	699,00

**Beschreibung**

Der Anwendungsberater steht der behandelnden Pflegekraft während der gesamten Behandlung mit dem TPE/MONET® Therapiesystem für Fragen, Erläuterungen usw. zur Seite.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Pflegekraft ist bereits auf das TPE/MONET® Therapiesystem geschult.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000042	TPE/MONET® Behandlungsdurchführung	699,00

**Beschreibung**

Der Anwendungsberater übernimmt im Zusammenhang mit der Durchführung der extrakorporalen Therapie folgende Tätigkeiten:

Vorbereitung des/der Medizinprodukte(s) zur Durchführung der extrakorporalen Therapie entsprechend den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung);

Begleitung der extrakorporalen Therapie in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt;

Nachbereitung des/der Medizinprodukte(s) nach Durchführung der extrakorporalen Therapie gemäß den Herstellerangaben (laut Gebrauchsanweisung).

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Es ist kein weiteres Pflegepersonal mit Therapiekennnissen vorhanden. Die Behandlungsdurchführung gilt für einen Patienten.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis je Kurs in Euro</b>
DS00000597	Immunapherese Therapiesystem Anwendung für Ärzte	299,00

**Beschreibung**

Einführung in Gerätegrundlagen

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisungen

- Grundlagen Immunapherese (Verfahrensbeschreibung)
- Grundlagen Adsorber
- Grundlagen Behandlung (Einstellmöglichkeiten, Therapiesteuerung)

Umfang: 3 Stunden

Die Teilnahme wird bestätigt.

## 6. Lungen- und Herzunterstützung

### 6.1. Serviceverträge und Serviceleistungen

#### Unsere Kundenempfehlung: Der Wartungsvertrag

Der Wartungsvertrag für Akut-Geräte zur Herz- und Lungenunterstützung beinhaltet die folgenden Punkte, welche durch autorisierte Techniker inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Transport- bzw. Anfahrtskosten durchgeführt werden:

Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben.

#### Übersicht Xenios-Serviceverträge und -Dienstleistungen

Bezeichnung	Beschreibung		Preis
Wartungsvertrag Xenios (Konsole/Heater Unit/HU35/ Novaflow)	Wartung inkl. anfallender Verschleißteile, Arbeitszeit und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten: – Terminüberwachung, Terminplanung, Durchführung und Dokumentation der STK (sicherheitstechnische Kontrolle) inklusive Geräteinspektion und der Wartung gemäß Herstellervorgaben vor Ort oder in der Kundendienstwerkstatt.	F00009432	laut Angebot
		für Konsole	
		F00011775	für Novaflow
		F00011844	für Heater
		F00011845	für Gasblender
Wartung und sicherheitstechnische Kontrolle Xenios (ohne Wartungsvertrag)	Wartung gemäß Herstellervorgabe und sicherheitstechnische Kontrolle gemäß Herstellervorgabe bzw. MPBetreibV zzgl. Verschleißteil-, Material- und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten.	F00008579	laut Angebot
		für Konsole	
		F00008580	für Gasblender
		F00008581	für Novaflow
		F00008582	für HC/ Novatherm
		F00008583	für HU35
Instandsetzung Xenios	Beseitigung von Funktionsstörungen nach Terminabsprache nach Aufwand zzgl. Ersatzteil-, Material- und Aufwands- bzw. Anfahrtskosten.  Außerhalb der allgemeinen Servicezeiten werden die jeweils gültigen Überstundenzuschläge berechnet.	F00008457	laut Angebot
Fahrtkostenpauschale (bereits inbegriffen im Wartungsvertrag)	Anteilige Fahrtkosten pro Anfahrt für Techniker-Einsatz	5098361	laut Angebot

## 6.2. Klinischer Support – Trainings (Einweisungen)

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
---------------	-------------	-----------------------

DS00000354	Einweisung Grundlagen Xenios-Konsole der vom Betreiber beauftragten Person ohne Vorkenntnisse	799,00
------------	---	--------

### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des Therapiesystem Xenios Konsole. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: detaillierter Systemaufbau (Hardware, Software), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Bedien- und Anzeigeelemente, Alarmmanagement, Back-up Betrieb, Priming (Vorbereitung, Füllprozedur und laufende Therapie), Funktionsprüfung am Betriebsort (MPBetreibV §10), Troubleshooting, (innerklinischer) Transport, weitere Handhabung (Reinigen, Wartung/Inspektion, Desinfektion, Lagerung).

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die Xenios Konsole am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
---------------	-------------	-----------------------

DS00000355	Einweisung Grundlagen Xenios-Konsole der vom Betreiber beauftragten Person mit Vorkenntnissen	449,00
------------	---	--------

### Beschreibung

Ersteinweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des Therapiesystems Xenios Konsole. Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Grundlagen Systemaufbau (Hardware, Software), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Bedien- und Anzeigeelemente, Funktionsprüfung am Betriebsort (MPBetreibV §10), Alarmmanagement, Back-up Betrieb, Priming (Vorbereitung, Füllprozedur und laufende Therapie), (innerklinischer) Transport, weitere Handhabung (Reinigen, Wartung/Inspektion, Desinfektion, Lagerung).

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen bzw. die Xenios Konsole am Patienten anzuwenden. Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
---------------	-------------	-----------------------

DS00000356	Einweisung Grundlagen Xenios-Konsole weiterer Anwender ohne Vorkenntnisse	599,00
------------	---	--------

### Beschreibung

Ersteinweisung weiterer Anwender in die grundlegende Handhabung des Therapiesystem Xenios Konsole.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: detaillierter Systemaufbau (Hardware, Software), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Bedien- und Anzeigeelemente, Funktionsprüfung am Betriebsort (MPBetreibV §10), Alarmmanagement, Back-up Betrieb, Priming (Vorbereitung, Füllprozedur und laufende Therapie), Troubleshooting, (innerklinischer) Transport, weitere Handhabung (Reinigen, Wartung/Inspektion, Desinfektion, Lagerung).

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Tag

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000357	Einweisung Grundlagen Xenios-Konsole weiterer Anwender mit Vorkenntnissen	349,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des Therapiesystems Xenios Konsole.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Grundlagen Systemaufbau (Hardware, Software), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Bedien- und Anzeigeelemente, Funktionsprüfung am Betriebsort (MPBetreibV §10), Alarmmanagement, Back-up Betrieb, Priming (Vorbereitung, Füllprozedur und laufende Therapie), (innerklinischer) Transport, weitere Handhabung (Reinigen, Wartung/Inspektion, Desinfektion, Lagerung).

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000358	Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen beim Therapiesystem mit der Xenios-Konsole	249,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Therapiesystem Xenios Konsole.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz. Teilnehmerzahl bis 10 Personen möglich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000359	Anwenderseminar benutzerdefinierte Teilinhalte	249,00

#### Beschreibung

Anwenderseminar – Thematisierung benutzerdefinierter Teilinhalte zur Xenios Konsole.

Inhalt gemäß Kundenspezifikation, z.B. Priming, Alarmverarbeitung der Xenios Konsole.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 3 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz. Teilnehmerzahl bis 10 Personen möglich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000360	Kanülierungstraining Schulungsräume FME ohne Vorkenntnisse (Dornbachstr. 1, 61352 Bad Homburg)	1449,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der Kanülierung.

Inhalt: Priming der Xenios Konsole, Kanülenanlage, Fallstricke

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000361	Kanülierungstraining Schulungsräume FME ohne Vorkenntnisse (Dornbachstr. 1, 61352 Bad Homburg)	2.399,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der Kanülierung sowie des Therapiesystems Xenios Konsole.

Inhalt: Priming der Xenios Konsole, Kanülenanlage, Fallstricke, Systemwechsel (u.a. vav, vva-ECMO), FAQ Xenios Konsole.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 8 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000362	Kanülierungstraining inhouse (in Ihrer Klinik) ohne Vorkenntnisse	2.049,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der Kanülierung.

Inhalt: Priming der Xenios Konsole, Kanülenanlage, Fallstricke

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000363	Kanülierungstraining inhouse (in Ihrer Klinik) ohne Vorkenntnisse	2.999,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung der Kanülierung sowie des Therapiesystems Xenios Konsole.

Inhalt: Priming der Xenios Konsole, Kanülenanlage, Fallstricke, Systemwechsel (u.a. vav, vva-ECMO), FAQ Xenios Konsole.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Umfang: 8 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben keine Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000364	Einweisung HC-/HU35-Gerät vom Betreiber beauftragte Person	149,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des HU35-Gerätes.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Inbetriebnahme, Aufbau und Funktion, Bedien- und Anzeigeelemente, Alarmmanagement, Reinigung und Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000365	Einweisung NovaFlow vom Betreiber beauftragte Person	149,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des NovaFlows.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Inbetriebnahme, Aufbau und Funktion, Bedien- und Anzeigeelemente, Alarmmanagement, Reinigung und Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000366	Einweisung iLA Membranventilator vom Betreiber beauftragte Person	249,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung des iLA Membranventilators sowie des NovaFlows.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Kontra-/Indikationen, klinisches Verfahren, Wechselwirkung, Sicherheits-/Warnhinweise, Anwendung und Inbetriebnahme des iLA Membranventilators, Inbetriebnahme des NovaFlows, Aufbau und Funktion, Bedien- und Anzeigeelemente, Alarmmanagement, Reinigung und Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000373	Einweisung MultiSupport GROUND (MSG) vom Betreiber beauftragte Person	249,00

#### Beschreibung

Einweisung MSG (Multisupport Ground) der vom Betreiber beauftragten Person in die grundlegende Handhabung der Transportlösung.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Umgang mit den einzelnen Komponenten (Lieferumfang), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Umgang beim Patiententransport, Sicherheits-/Warnhinweise, Backup Modul, Reinigung und Desinfektion.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000374	Einweisung MultiSupport GROUND (MSG) weiterer Anwender	199,00

#### Beschreibung

Einweisung MSG (Multisupport Ground) weiterer Anwender in die grundlegende Handhabung der Transportlösung.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Umgang mit den einzelnen Komponenten (Lieferumfang), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Umgang beim Patiententransport, Sicherheits-/Warnhinweise, Backup Modul, Reinigung und Desinfektion.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 2 Stunden



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000367	Einweisung kleinerer Softwareupdates vom Betreiber beauftragte Person der Xenios Konsole	149,00

#### Beschreibung

Einweisung der vom Betreiber beauftragten Person in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates.

Der/die Teilnehmer sind nach Abschluss der Unterweisung berechtigt, weitere Anwender zu unterweisen.

Diese Berechtigung wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum betreffenden Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000368	Einweisung kleinerer Softwareupdates der Xenios Konsole weiterer Anwender	99,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender in Veränderungen und Anpassungen durch Softwareupdates.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung im Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 1 Stunde

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse zum betreffenden Therapiesystem.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis je Kurs in Euro
DS00000511	icor Einweisung	349,00

#### Beschreibung

Einweisung weiterer Anwender (nicht die vom Betreiber beauftragte Person) in die grundlegende Handhabung des Therapiesystems Xenios Konsole im Behandlungsmodus icor.

Inhalt gemäß Gebrauchsanweisung: Grundlagen Systemaufbau (Hardware, Software), bestimmungsgemäßer Gebrauch, Funktionsprüfung am Betriebsort (MPBetreibV §10), Priming (Vorbereitung, Füllprozedur und laufende Therapie), Therapiestart und -steuerung, Weaning, Troubleshooting, Transportoption.

Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat und die Eintragung ins Medizinproduktebuch bestätigt.

Umfang: 4 Stunden

Anmerkung: Die Teilnehmer haben Vorkenntnisse im Gebrauch der Xenios Konsole/einer extrakorporalen Organunterstützung für Lunge und Herz.

## 7. Logistikdienstleistungen

Serviceart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis pro Belieferung
Regalservice	Lieferung in das Kundenlager Einräumen der Artikel	5092941	nach Aufwand pro Belieferung
Lagermanagement	Erfassung der Bestände, Ermittlung der fehlenden Materialien, Lieferung in das Kundenlager, Einräumen der Materialien	5092931	nach Aufwand pro Belieferung
Belieferung von Heimpatienten	Lieferung an den gewünschten Lagerort des Patienten	5092951	nach Aufwand pro Belieferung
Stationsbelieferung inklusive Regalservice	Lieferung auf die Station des Krankenhauses inkl. Regalservice	5092981	nach Aufwand pro Belieferung
Stationsbelieferung	Lieferung auf die Station des Krankenhauses	5092871	nach Aufwand pro Belieferung

Disclaimer:

Die Produktion von multi**Filtrate** und *sleep•safe* wird in Zukunft nicht fortgesetzt.